

ISO 15197, CE 0197

- Näyte: Ensisijainen näyte tuore kapillaari kokoveri sormenpäästä. Vaihtoehtoinen näytteenottoaikka kämmen tai kyynärvarsi
- Näytetilavuus 0,8 µl
- Näytettä voidaan lisätä testiliuskaan.
- Mittausalue: 0,6 mmol/l – 33,3 mmol/l
Jos tulos alle 0,6 mmol/l, näytöllä teksti LO (matala)
Jos tulos yli 33,3 mmol/l, näytöllä teksti HI (korkea)
- Yksikkö mmol/l (tehdasasetus; ei voi muuttaa)
- Mittaustulos säädetty vastaamaan plasman glukoositasoa
- Mittaustekniikka: Biosensori, sähkökemiallinen

- Koodaus: Automaattinen koodisirun avulla
- Alitötöntunnistus: Mittari ei suorita mittausa, jos näytemäärä ei ole riittävä.
- Mittausaika 5 s
- Mittausten keskiarvot: 7, 14, 30,60 ja 90 vrk
- Ateriamerkintä ennen ateriala ja ateriala jälkeen
- Ketoaineilmoitus kun verensokeri yli 16,7 mmol/l
- Hyperglykemia taso voidaan asettaa välille 6,7 mmol/l - 33,3 mmol/l. Mittari hälyttää, kun asetettu taso ylitetään.
- Hypoglykemia taso voidaan asettaa välille 0,6 mmol/l - 5,6 mmol/l. Mittari hälyttää, kun asetettu taso alitetaan.
- Mittausmuistutukset: 5 kellonaikaa/vrk. Mittari hälyttää kun mittaus on suoritettava.
- Mittarissa testiliuskanpoistaja
- Mittarin muisti: 300 tulosta päivämäärineen ja kellonaikoineen
- Automaattinen virta: Mittari käynnistyy automaattisesti, kun testiliuska asetetaan mittariin ja sammuu kun testiliuska poistetaan mittarista. Mikäli mittaria ei käytetä, se sammuu 2 minuutin kuluttua.

- LCD näyttö: koko 41 mm x 37 mm, fontin koko näytöllä 20 mm
- Virtalähde: Kaksi 3 voltin litiumparisto (tyyppi CR2032)
- Pariston kesto: noin 3000 mittausta tai noin 3 vuotta
- Mittarin koko 90 mm x 58 mm x 21 mm ja paino 66 g (sisältäen pariston)
- Merkkiäänäni: On/Off
- Käyttölämpötila: 5 – 45 °C: Mittari ilmoittaa kun mittarin toimintalämpötila on ylittynyt tai alittunut (HI.t tai LO.t)
- Ilman suhteellinen kosteus, käyttöalue: 10 - 90 %
- Takuu-aika 5 vuotta
- On Call® Advanced kontrollit taso 1 ja taso 2 (kontrolliliuos taso 1 sisältyy aloituspakkaukseen)
- Tiedonsiirto: USB kaapelin avulla. Ohjelma ladattavissa kotisivuiltamme. Ammattikäytössä myös Diasendin avulla.
- Testiliuskojen pakkauskoot:
50 kpl/pakkaus (2 purkkia x 25 liuskaa/purkki)
25 kpl yksittäispakattuja liuskoja/pakkaus
- Mittari toimitetaan valmiiksi käyttökuntoon asennettuna (paristo, kellonaika ja päivämäärä)
- Muotoilun ansiosta hyvin käteensopiva. Takana olevien kumitassujen avulla pysyy hyvin pöydällä. Mittaus voidaan suorittaa myös poistamatta mittaria säilytuspussistaan.

| Tuotteen nimi | Tuotenumero | Määrä |
|---|-----------------------|---|
| On Call® Advanced aloituspakkaus* | G114-101 | 1 |
| On Call® Advanced Glukoosi testiliuskat | G134-101 | 50 testiliuskaa (25 liuskaa/purkki x 2) |
| | G134-111 | 25 testiliuskaa (yksittäispakatut) |
| On Call® Advanced kontrolliliuos | G124-121 | 2 pulloa (Kontrolli 1 ja Kontrolli 2) |
| On Call® Advanced säädettävä pistolaite lansetinpoistajalla | G124-111 | 1 |
| On Call® Advanced 30G / On Call® Plus 26G steriilit lansetit | G124-101/ G123-111 | 100 (25 kpl x 4) |
| On Call® Software kit | G123-511 | USB kaapeli |

* On Call® Advanced aloituspakkaus sisältää:

- On Call® Advanced glukosimittari
- 15 kpl testiliuskaa
- Koodisiru
- Kontrolliliuos 1
- 15 kpl steriiliä lansettia
- On Call® Advanced säädettävä lansettipistolaite lansetinpoistajalla
- Kirkas putki kyynärvarresta tai kämmenestä otettavalle näytteelle
- Suojakotelo
- Käyttöohjemanuaali
- Referenssipikaopas
- Pikakäyttöohje aloittelijalle
- Takuukortti
- Omaha-ohje



Valmistaja: ACON Laboratories Inc
10125 Mesa Rim Road.
San Diego,
CA-92121, USA
www.aconlabs.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

Maahantuojaja Ekoweb Oy / Acon
Diabetes Care
Itäinen Pitkätatu 4B
20520 Turku
info@ekoweb.fi
